



온도 기록지

장비명	<input type="checkbox"/> 검체냉동고 <input checked="" type="checkbox"/> 검체냉장고	장비위치	한림대성심병원 CTC 채혈실
장비모델명(설정온도)	CBR-150-605 (Min/Max : 2 °C ~ 8 °C , Setting Temperature : 4 °C)		
점검연월(YYYY.MM)	2024년 03월		

날 짜	확인시간(HH:MM)	오전(Actual)	확인시간(HH:MM)	오후(Actual)	담당자 서명
1	:		:		
2	:		:		
3	:		:		
4	09 : 15	4.00	15 : 30	3.90	가은
5	09 : 54	4.30	15 : 19	4.40	가은
6	09 : 17	3.90	14 : 29	4.40	가은
7	09 : 37	4.30	15 : 57	3.80	가은
8	10 : 27	4.30	15 : 23	3.80	가은
9	:		:		
10	:		:		
11	10 : 17	4.30	14 : 42	4.20	가은
12	09 : 56	3.60	16 : 39	3.80	가은
13	10 : 53	3.90	15 : 07	4.10	가은
14	10 : 06	4.20	15 : 13	3.90	가은
15	10 : 20	4.30	15 : 18	3.70	가은
16	:		:		
17	:		:		
18	09 : 21	3.70	15 : 10	3.80	가은
19	10 : 16	4.00	14 : 47	3.70	가은
20	09 : 15	3.70	16 : 08	4.30	가은
21	:		:		
22	09 : 21	3.60	15 : 42	3.90	가은
23	:		:		
24	:		:		
25	10 : 10	3.70	15 : 07	4.30	가은
26	09 : 07	4.30	15 : 37	4.20	가은
27	11 : 10	3.80	17 : 20	4.10	가은
28	10 : 13	3.90	15 : 22	4.30	가은
29	10 : 05	4.30	17 : 31	3.70	가은
30	:		:		
31	:		:		

장비 담당자 이름/서명: 가은 / 가은 서명일: 2024. 04. 01